



## Afrikanische Schweinepest (ASP)

### Untersuchungen auf ASP am LGL: ASP-Früherkennungsprogramm

gemäß Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Oktober 2014 (Artikel 3 2014/709/EU)

#### Untersuchungsantrag:

- es ist zwingend ein HIT-Antrag zu verwenden
- Barcodes der Probenröhrchen auf die dafür vorgesehenen Stellen des HIT-Antrages kleben
- Kennzeichnung der Einsendung von außen: ASP-Status-Untersuchung Hausschwein
- Anleitung für die Erstellung eines HIT-Antrages für Tierhalter, Tierärzte und Veterinärämter

#### Untersuchungsmaterial:

- **EDTA-Blutröhrchen mit Barcodes verwenden** (mind. 10 mal schwenken!)
- Probenart: bei verendeten Tieren Herzblut
- Proben können gut gekühlt mehrere Tage aufbewahrt werden (jedoch nicht einfrieren!)
- aktuelle Informationen finden Sie unter:

<https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/asp/index.htm>

#### Adressen und Probenannahmezeiten:

**Erlangen:** Eggenreuther Weg 43, 91058, Erlangen; Mo-Do 7.00-15.00, Fr 7.00-12.00, Sa 9.00-11.30

**Oberschleißheim:** Veterinärstr. 2, 85762 Oberschleißheim; Mo-Do 8.00-16.30, Fr 8.00-14.30, Sa 9.00-12.00

Kontakt: 09131-6808-0; [poststelle@lgl.bayern.de](mailto:poststelle@lgl.bayern.de); Fax: 09131-6808-2690 (ER) -5425 (OSH)

Stand: Juli 2020

