

Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Probenahmeset ASP-Monitoring

Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit



Afrikanische Schweinepest (ASP) – Monitoring Beprobung verendeter Wildschweine - Kurzinformation für Jäger -

Um einen möglichen Ausbruch der ASP erfolgreich bekämpfen zu können ist die frühzeitige Feststellung der Tierseuche sehr wichtig. Daher sollten Jäger vermehrt auf verendetes (auch verwesenes) Fallwild achten und in Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt Proben zur Untersuchung auf ASP entnehmen. Neben verendeten können auch erlegte Wildschweine beprobt werden, die klinische Auffälligkeiten bzw. krankhafte Veränderungen zeigten.

Informieren Sie bitte bei Auffinden eines **verendeten (auch verwesenen) Wildschweines** das zuständige Veterinäramt und **nehmen Sie eine Tupferprobe!**

Was ist zur Beprobung verendeter Wildschweine nötig?

Die Entnahme von **Blut bzw. bluthaltiger Flüssigkeit** mit einem Tupfer ist eine geeignete und einfache Möglichkeit zur Diagnose von ASP. Sie können hierzu den Tupfer im vorliegenden Set verwenden. Weitere Tupfer erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Veterinäramt vor Ort.

Wie wird die Probe für das Monitoring entnommen?

- Bitte achten Sie